

**DIÓXIDO DE CARBONO GAS MEDICINAL PARA
LAPAROSCOPIA****018A-3**2.2 : Gas no inflamable,
no tóxico.**Atención****1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****Identificador del producto****Nombre comercial** : Dióxido de carbono gas medicinal laparoscopia Air Liquide Medicinal.**Número de la Ficha de Datos de Seguridad** : 018A-3**Nombre químico** : Dióxido de carbono
N° CAS :000124-38-9
N° EC :204-696-9
N° índice :---**Fórmula química** : CO2**Número de registro** : Figura en la lista del Anexo IV / V del REACH, exento de solicitud de registro.**Uso** : Humano. Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar.**Identificación de la Compañía** : AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.
PASEO DE LA CASTELLANA, 31
28046 MADRID (ESPAÑA)www.airliquidemedicinal.es
E-mail: e-business.ALE@airliquide.com**Dirección e-mail (persona competente)** : e-business.ALE@airliquide.com**Teléfono de emergencia** : 91 502 96 30**2 Identificación de los peligros****Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clase y categoría de riesgo, Código de Normativa CE 1272/2008 (CLP)****• Peligros físicos** : Gases a presión - Gases comprimidos - Atención (H280)**Clasificación 67/548 CE o 1999/45 CE** : No incluido en el anexo VI.
No clasificada como mezcla/sustancia peligrosa.
No requiere etiquetado CE.**Elementos de la etiqueta****Normativa de Etiquetado CE 1272/2008 (CLP)**

DIÓXIDO DE CARBONO GAS MEDICINAL PARA LAPAROSCOPIA
018A-3
2 Identificación de los peligros /...

• Pictogramas de peligro



• Pictogramas de peligro

• Palabra de advertencia

: Atención

• Indicación de peligro

: H280 : Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

• Consejos de prudencia

- Almacenamiento

: P403 : Almacenar en un lugar bien ventilado.

Etiquetado (67/548 CE o 1999/45 CE)
Símbolo(s)

: Ninguno.

Frase(s) R

: Ninguno.

Frase(s) S

: Ninguno.

Otros peligros
Otros peligros

: Asfixiante en altas concentraciones.

3 Composición/información sobre los componentes
Sustancia / Mezcla

: Sustancia.

Nombre del componente	Contenido	N° CAS	N° EC	N° índice	Clasificación
Dióxido de carbono	100 %	124-38-9	204-696-9	----	NOTE 1 Liq. Gas (H280)

No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.

Nota 1 : Figura en la lista del Anexo IV / V del REACH, exento de solicitud de registro.

Nota 2 : No ha expirado el plazo límite de solicitud de registro.

Texto completo de Frases-R, véase capítulo 16.

4 Primeros auxilios
Primeros auxilios

- Inhalación

: A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia.
Concentraciones pequeñas de CO₂ (3 a 5 %) provocan aumento de la frecuencia respiratoria y dolor de cabeza.
Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor.
Aplicar la respiración artificial si se para la respiración.

- Contacto con la piel y con los ojos

: Lavar inmediatamente los ojos con agua durante, al menos, 15 minutos.
En caso de congelación rociar con agua durante 15 minutos. Aplicar un vendaje estéril. Obtener asistencia médica.

- Ingestión

: La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.

5 Medidas de lucha contra incendios
Riesgos específicos

: La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los recipientes.

Productos peligrosos de la combustión

: Ninguno.

Medios de extinción

**DIÓXIDO DE CARBONO GAS MEDICINAL PARA
LAPAROSCOPIA****018A-3****5 Medidas de lucha contra incendios /...**

- Medios de extinción adecuados** : Se pueden utilizar todos los extintores conocidos.
- Métodos específicos** : Si es posible detener la fuga de producto.
Colocarse lejos del recipiente y enfriarlo con agua desde un recinto protegido.
- Equipo de protección especial para la intervención en incendios** : En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva.

6 Medidas en caso de vertido accidental

- Precauciones personales** : Evacuar el área.
Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura.
Asegurar la adecuada ventilación de aire.
- Precauciones relativas al medio ambiente** : Intentar parar el escape/derrame.
Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa.
- Métodos de limpieza** : Ventilar la zona.

7 Manipulación y almacenamiento

- Manipulación** : Debe prevenirse la filtración de agua al interior del recipiente.
No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente.
Utilizar solo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con su suministrador.
Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulación de las botellas.
- Almacenamiento** : Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.
Comprobar el contenido de Oxígeno antes de entrar en la zona.

8 Controles de exposición/protección individual

- Protección personal** : Asegurar una ventilación adecuada.
- Protección de las vías respiratorias** : En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio de presión positiva adecuado. Los usuarios de los aparatos de respiración deben ser entrenados.
- Protección de las manos** : Utilizar guantes criogénicos.
- Protección para la piel** : Úsese indumentaria protectora adecuada. Guantes y zapatos de seguridad para el manejo de botellas.
- Protección para los ojos** : Gafas de seguridad.
- Límite de exposición laboral** : Dióxido de carbono : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 5000
Dióxido de carbono : OEL (UK)-STEL [ppm] : 15000
Dióxido de carbono : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 9000
Dióxido de carbono : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 5000
Dióxido de carbono : TLV[©] -TWA [ppm] : 5000
Dióxido de carbono : TLV[©] -TWA [ppm] : 5000
Dióxido de carbono : TLV[©] -STEL [ppm] : 30000
Dióxido de carbono : TLV[©] -STEL [ppm] : 30000
Dióxido de carbono : VLA-ED [ppm] : 5000
Dióxido de carbono : VLA-ED [mg/m³] : 9150
Dióxido de carbono : VLA-EC [ppm] : 15000
Dióxido de carbono : VLA-EC [mg/m³] : 27400

**DIÓXIDO DE CARBONO GAS MEDICINAL PARA
LAPAROSCOPIA****018A-3****9 Propiedades físicas y químicas**

Estado físico a 20°C	: Gas licuado.
Color	: Incoloro.
Olor	: Sin olor que advierta de sus propiedades.
Masa molecular	: 44
Punto de fusión [°C]	: -56.6
Punto de ebullición [°C]	: -78.5 (s)
Temperatura crítica [°C]	: 30
Presión de vapor [20°C]	: 57.3 bar
Densidad relativa del gas (aire=1)	: 1.52
Densidad relativa del líquido (agua=1)	: 0.82
Solubilidad en agua [mg/l]	: 2000
Rango de inflamabilidad [% de volumen en aire]	: No inflamable.
Otros datos	: El vapor es mas pesado que el aire. Puede acumularse en espacios confinados, particularmente al nivel del suelo o en sótanos.

10 Estabilidad y reactividad

Productos de descomposición peligrosos	: Cuando se expone a temperaturas elevadas, puede descomponerse, desprendiendo : Monóxido de Carbono a temperaturas superiores a 2000 ° C.
Materiales incompatibles	: Sin datos disponibles.
Condiciones que deben evitarse	: Sin datos disponibles.
Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.

11 Información toxicológica

Información sobre Toxicidad	: A elevadas concentraciones producen una rápida insuficiencia circulatoria. Los síntomas son dolor de cabeza, náuseas y vómitos, los cuales pueden conducir a la inconsciencia.
------------------------------------	--

12 Información ecológica

Información sobre efectos ecológicos	: Cuando se descarga en grandes cantidades puede contribuir al efecto invernadero.
Factor de calentamiento global [CO2= 1]	: 1

13 Consideraciones relativas a la eliminación

General	: No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa. A la atmósfera en un lugar bien ventilado. Se debe evitar descargar a la atmósfera en grandes cantidades. Contactar con el suministrador si se necesita orientación.
----------------	--

14 Información relativa al transporte

Número ONU	: 1013
-------------------	--------

**DIÓXIDO DE CARBONO GAS MEDICINAL PARA
LAPAROSCOPIA****018A-3****14 Información relativa al transporte /...**


- Etiquetado según ADR, IMDG, IATA



: 2.2 : Gas no inflamable, no tóxico.

Transporte tierra**ADR/RID**

- H.I. n° : 20
- Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : DIOXIDO DE CARBONO
- Clase(s) de peligro para el transporte : 2
- Código de clasificación ADR/RID : 2 A
- Instrucciones de embalaje - General : P200
- Restricción en túneles : C/E : Paso prohibido por túneles de la categoría C y D cuando las mercancías son transportadas en cisternas. Paso prohibido por túneles de la categoría E.

**Transporte por mar**

- (Código) IMO-IMDG
- Nombre propio para el transporte : DIOXIDO DE CARBONO
- Clase : 2.2
- Grupo de embalaje IMO : P200
- Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C
- Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-V
- Instrucciones - Embalaje : P200

Transporte aéreo

- ICAO/IATA
- Nombre propio para el transporte : CARBON DIOXIDE
- Clase : 2.2
- IATA-Aviones de pasajeros y carga. : Permitido.
- Instrucciones de embalaje : 200
- Instrucciones de embalaje. : 200
- Asegúrese de que los recipientes están bien sujetos.
- Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
- Antes de transportar las botellas :
- Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de una emergencia.
- Asegurar una ventilación adecuada.
- Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan.
- Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado.
- Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada.
- Asegurarse de cumplir con la legislación aplicable.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página : 6

Edición revisada (*) N° : 3

Fecha : 30 / 9 / 2010

Reemplaza : 24 / 4 / 2009

DIÓXIDO DE CARBONO GAS MEDICINAL PARA LAPAROSCOPIA

018A-3

15 Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla : Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.

Seveso regulation 96/82/EC : No está cubierto.

16 Otras informaciones

Asfixiante en altas concentraciones.
Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.
No respirar los gases.
El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación.
El riesgo de asfixia es a menudo despreciado y debe ser recalcado durante la formación de los operarios.
La presente Ficha de Datos de Seguridad está establecida de acuerdo con las Directivas Europeas en vigor y se aplica a todos los países que han transpuesto las Directivas en su derecho nacional.

El contenido y el formato de esta ficha de seguridad se ajustan al Reglamento (CE) REACH 1907/2006.

Ver ficha técnica del producto para informaciones más detalladas.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD : A pesar de que durante la preparación de este documento se ha tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o los daños resultantes.
Los detalles dados son ciertos y correctos en el momento de llevarse este documento a impresión. Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales.

Información adicional : Cambios por revisión - Ver : *

* Sección 2 adaptada a la directiva de la comisión europea N° 1272/2008 (CLP).

La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

Fin del documento