

Gama ESPACE



Soluciones
criogénicas
para
preservar la
vida

Trazabilidad de la conservación

El nivel de líquido y la temperatura de conservación son claramente legibles. El interface de vigilancia permite seguir y controlar el recipiente a distancia.

Confort de utilización

El acceso a los productos preservados es inmediato gracias al amplio cuello y al plato giratorio (excepto ESPACE 151, opcional en el ESPACE 331, de serie en el ESPACE 661).

Selección de accesorios

La gran variedad de accesorios permite responder a las necesidades más específicas.

Seguridad

Las muestras pueden conservarse en fase líquida o gaseosa sin reducción de la capacidad de almacenamiento.

El sistema de desgasificación suprime todo riesgo de entrada de gas caliente en el recipiente durante el llenado.

Gama ESPACE

Todos los ESPACE incluyen:

- Indicador de nivel y temperatura
- Doble electroválvula
- Kit de desgasificación
- Llenado automático
- Plato giratorio (ESPACE 331 y 661)

	Código
Espace 151 Líquido	
Sin televigilancia	113559
Con televigilancia	113562
Espace 151 Gas	
Sin televigilancia	113579
Con televigilancia	113582
Espace 331 Líquido No Carenado	
Sin televigilancia	113609
Con televigilancia	113612
Espace 331 Líquido Carenado	
Sin televigilancia	113635
Con televigilancia	113638
Espace 331 Gas No Carenado	
Sin televigilancia	113669
Con televigilancia	113672
Espace 331 Gas Carenado	
Sin televigilancia	113695
Con televigilancia	113698
Espace 661 Líquido No Carenado	
Sin televigilancia	113719
Con televigilancia	113722
Espace 661 Gas No Carenado	
Sin televigilancia	113739
Con televigilancia	113742

Características	ESPACE 151 líquido	ESPACE 151 gas	ESPACE 331 líquido no carenado	ESPACE 331 líquido carenado	ESPACE 331 gas no carenado	ESPACE 331 gas carenado	ESPACE 661 líquido	ESPACE 661 gas
Dimensiones								
Volumen líquido útil (l)	200	33	386		68		786	22
Altura de acceso (mm)	1205		1172				1355	
Altura exterior (mm)	1350		1310				1505	
Anchura exterior (mm)	650	886	932	886	932	1150		
Profundidad exterior (mm)	940		1100				1375	
Peso vacío (Kg)	165		190	230	190	230	305	
Peso lleno sin accesorios (Kg)	326	192	505	545	245	285	920	465
Diámetro interior (mm)	538		777 sin plato giratorio / 740 con plato giratorio				1003	
Altura interior (mm)	744		690				700	
Consumo								
Evaporación diaria (l/d)*	6		9				11.5	
Autonomía estática (d)*	33	5.5	42		7		68	19

Características	ESPACE 151 líquido/gas	ESPACE 331 líquido/gas sin plato giratorio	ESPACE 331 líquido/gas con plato giratorio	ESPACE 661 líquido/gas
TUBOS 2 ml				
Número de racks	7 (133x133 mm) + 4 (76x76 mm)	17 (133x133 mm) + 6 (76x76 mm)	15 (133x133 mm) + 6 (76x76 mm)	31 (133x133 mm) + 4 (76x76 mm)
Número de niveles	13	12	12	12
Número de tubos por caja	25 / 81 ó 100			
Capacidad total tubos 2 ml	10400	22 200	19 800	38 400
TUBOS 5 ml				
Número de racks	(133x133 mm)	17 (133x133 mm)	15 (133x133 mm)	31 (133x133 mm)
Número de niveles	7	6		
Número de tubos por caja	81			
Capacidad total tubos 5 ml	3969	8262	7290	15066
PAJUELAS EN CANASTILLAS				
Número de canastillas	46	97	88	163
Número de niveles	5			
Capacidad total 0.25 ml	188600	397700	360800	668300
Capacidad total 0.5 ml	83950	177025	160600	297475
Capacidad total CBS 0.5 ml	51750	109125	99000	183375
PAJUELAS EN COLUMNAS				
Número de columnas 4 niveles	17	15	31	-
Capacidad total 0.25 ml	66640	161840	142800	295120
Capacidad total 0.5 ml	23800	57800	51000	105400
Capacidad total CBS 0.5 ml	16660	40460	35700	73780
BOLSAS				
Cryocyte 50 ml sin estuche	392	840	812	1568
Cryocyte 50 ml con estuche	294	630	609	1176
Cryocyte 250 ml / DF200 sin estuche	192	432	400	800
Cryocyte 250 ml / DF200 con estuche	144	324	300	600
Cryocyte 500 ml sin estuche	168	384	384	672
Cryocyte 500 ml con estuche	140	320	320	560
DF700 sin estuche	120 ó 128	288	256	512
DF700 con estuche	96	216 ó 240	192	384 ó 400

Disponemos de accesorios optimizados para la mayor parte de los modelos de los diferentes fabricantes. No dude en consultarnos.



Creado en 1902, Air Liquide, líder mundial en gases industriales y medicinales y servicios asociados, está presente en más de 72 países y cuenta con 37000 colaboradores. Gracias a soluciones innovadoras basadas en las últimas tecnologías, Air Liquide contribuye a la fabricación de múltiples productos de nuestro día a día, así como a la mejora de la calidad de vida y al cuidado del medio ambiente.

Air Liquide Medicinal, S.L.U. - Paseo de la Castellana, 31 - 28046 Madrid - Tel.: 91 502 96 30 - Fax: 91 502 95 60