

# Gama ARPEGE

## Acondicionamiento interior

Para optimizar  
el almacenaje  
de sus  
muestras,  
tubos y  
pajuelas



La gama de recipientes ARPEGE está destinada a la conservación de productos biológicos de reducido tamaño. Estos recipientes han sido diseñados para hacer más fácil y eficaz el trabajo.

El valor de las muestras hace fundamental el control de la información relativa a su conservación. Los ARPEGE garantizan unas condiciones de conservación óptimas.



**Sistema de bloqueo individual de las cajas (Patente Air Liquide)**



**Acondicionamiento para pajuelas**



**Acondicionamiento para pajuelas**

### Almacenamiento de los tubos

En los ARPEGE 40/70/110/140/170, los tubos de 2 ml ó 5 ml \*, están ordenados en racks metálicos. Cada caja está bloqueada mediante un gancho individual (patente Air Liquide). Los racks se pueden localizar mediante su número y su código de color.

En los ARPEGES 55 y 75, el almacenamiento de los tubos en cajones crioplásticos permite un acceso directo a los productos. Los números permiten la identificación de las columnas y de los cajones. Los tubos pueden situarse igualmente en regletas y colocarse posteriormente en canastillas.

\* Excepto ARPEGE 40

### Almacenamiento de las pajuelas

En los ARPEGE 70/110/140/170, las pajuelas están situadas en visotubos para evitar cualquier riesgo de flotamiento. Los visotubos están ordenados en racks metálicos con cajones.

Hay una rejilla situada en el cuello del recipiente para proteger las muestras del calentamiento durante su manipulación.

En los ARPEGES 55 y 75, las pajuelas están situadas en criotubos ordenados en varios niveles en las canastillas.

### Almacenamiento de las bolsas

Las bolsas pueden ordenarse en los ARPEGE 55 y 75. Están situadas en columnas metálicas por niveles. El número de columnas y niveles depende del tipo de bolsa.

	Código
<b>Tubos</b>	
Caja tubos de 100	116290
Caja tubos de 25	116291
Caja tubos de 81	116292
Lote 100 tubos de 1,2ml blanco	116274
Lote 100 tubos de 1,2ml rojo	116275
Lote 100 tubos de 1,2ml azul	116276
Lote 100 tubos de 1,2ml verde	116277
Lote 100 tubos de 1,2ml amarillo	116278
Lote 100 tubos de 2ml blanco	116279
Lote 100 tubos de 2ml rojo	116280
Lote 100 tubos de 2ml azul	116281
Lote 100 tubos de 2ml verde	116282
Lote 100 tubos de 2ml amarillo	116283
Lote 100 tubos de 5ml blanco	116284
Lote 100 tubos de 5ml rojo	116285
Lote 100 tubos de 5ml azul	116286
Lote 100 tubos de 5ml verde	116287
Lote 100 tubos de 5ml amarillo	116288

	Código
<b>Pajuelas</b>	
Lote 100 Visotubos con tapón	116273
Gobelet de 65mm (Lote de 20)	116303
Gobelet Margarita (Lote de 5)	116304
<b>Bolsas</b>	
Rack para bolsas DF700 para Arpege 55	116697
Rack para bolsas DF700 para Arpege 75	116698

