

Gama ARPEGE



Para optimizar el almacenaje de sus muestras, tubos y pajuelas

Elección de accesorios

Para cada tipo de tubo (2 ml ó 5 ml), existe un accesorio adaptado (ARPEGE 70/110/140/170).

El sistema de bloqueo individual de las cajas prevé cualquier riesgo de caída de las muestras (patente Air Liquide).

El nuevo equipamiento para las pajuelas permite un acceso inmediato a los productos y un orden mejor estructurado.

Trazabilidad de la conservación

Opcionalmente se dispone de una completa gama de dispositivos electrónicos de seguimiento y control: los ARPEGE no tienen nada que envidiar a los recipientes mayores.

Seguridad

El nuevo kit de desgasificación evita introducir gas en el recipiente durante los llenados automáticos (ARPEGE 55 y 75).

	Código
ARPEGE 40	
Con racks para tubos de 2ml	113261
Con racks para tubos de 2ml indicador T ³ y Nivel	113293
ARPEGE 70 líquido	
Con racks para tubos de 2ml	113296
Con racks para tubos de 5ml	113305
Con racks para pajuelas	113314
Con racks para tubos de 2ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	113300
Con racks para tubos de 5ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	113309
Con racks para pajuelas indicador T ³ /Nivel y Autollenado	113318
ARPEGE 70 gas	
Con racks para tubos de 2ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	ARP70-G-104
Con racks para tubos de 5ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	ARP70-G-204
Con racks para pajuelas indicador T ³ /Nivel y Autollenado	ARP70-G-304
ARPEGE 110 líquido	
Con racks para tubos de 2ml	113324
Con racks para tubos de 5ml	113333
Con racks para pajuelas	113342
Con racks para tubos de 2ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	113328
Con racks para tubos de 5ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	113337
Con racks para pajuelas indicador T ³ /Nivel y Autollenado	113346
ARPEGE 110 gas	
Con racks para tubos de 2ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	ARP110-G-104
Con racks para tubos de 5ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	ARP110-G-204
Con racks para pajuelas indicador T ³ /Nivel y Autollenado	ARP110-G-304
ARPEGE 140 líquido	
Con racks para tubos de 2ml	113352
Con racks para tubos de 5ml	113361
Con racks para pajuelas	113370
Con racks para tubos de 2ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	113356
Con racks para tubos de 5ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	113365
Con racks para pajuelas indicador T ³ /Nivel y Autollenado	113374
ARPEGE 140 gas	
Con racks para tubos de 2ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	ARP140-G-104
Con racks para tubos de 5ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	ARP140-G-204
Con racks para pajuelas Indicador T ³ /Nivel y Autollenado	ARP140-G-304

Características	ARPEGE 40	ARPEGE 70	ARPEGE 110	ARPEGE 140	ARPEGE 170	ARPEGE 55	ARPEGE 75
Dimensiones							
Capacidad útil (l)	40	72	116	144	172	55	72
Diámetro del cuello (mm)	120	215	215	215	215	378	378
Peso vacío con equipos (kg)	25	33	42	50	56	31	37
Peso lleno con equipos (kg)	57	91	136	166	195	75	95
Diámetro exterior (mm)	467	586	586	683	683	468	468
Altura total (mm)	735	738	962	911	1028	755	930
Consumo (l)							
Evaporación diaria (l/d)*	0,29	0,6	0,65	0,65	0,7	2,4	2,5
Autonomía estática (d)*	140	130	193	222	246	23	29
Autonomía dinámica (d)**	88	82	121	139	154	14	18
Capacidad de almacenamiento tubos de 2 ml							
Número de racks	6	4	4	6	6	6***	6***
Número de niveles (tubos 2 ml)	5	5	9	8	10	9	12
Tamaño de las cajas (mm)	76 x 76	133 x 133	133 x 133	133 x 133	133 x 133	cajones triangulares	
Capacidad total tubos 2 ml	750	2000 (100/caja)	3600 (100/caja)	4800 (100/caja)	6000 (100/caja)	3618	4824
Capacidad de almacenamiento tubos de 5 ml							
Número de racks	-	4	4	6	6	21 canastillas	21 canastillas
Número de niveles (tubos 5 ml)	-	3	5	4	5	1	2
Capacidad total tubos 5 ml	-	972	1620	1944	2430	1071 (en regletas)	2142 (en regletas)
Capacidad de almacenamiento Pajuelas							
Número de racks	-	4	4	6	6	21 **** canastillas	21 **** canastillas
Número de niveles	-	2	3	3	4	3	4
Capacidad total 0,25 ml	-	19040	28560	42840	57120	51660	68880
Capacidad total 0,5 ml	-	6800	10200	15300	20400	22995	30600
Capacidad total CB 0,5 ml	-	4760	7140	10710	14280	14175	18900
Capacidad de almacenamiento Bolsas							
Capacidad total DF700	-	-	-	-	-	24	48
Otras bolsas	-	-	-	-	-	consultar	consultar

(*) La evaporación diaria y la autonomía estática se establece a 20 °C, 1013 mb, recipiente inmóvil, tapón cerrado y sin accesorios. Estos valores son nominales y pueden variar en función del historial del recipiente y sus tolerancias de fabricación.

(**) La autonomía dinámica es un dato indicativo y arbitrario en condiciones de utilización generalmente constatadas.

(***) Sólo 5 racks en caso de opción electrónica.

(****) Consúltenos en caso de opción electrónica
Air Liquide se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las informaciones de este documento.

	Código
ARPEGE 170 líquido	
Con racks para tubos de 2ml	113380
Con racks para tubos de 5ml	113389
Con racks para pajuelas	113398
Con racks para tubos de 2ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	113384
Con racks para tubos de 5ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	113393
Con racks para pajuelas indicador T ³ /Nivel y Autollenado	113402
ARPEGE 170 gas	
Con racks para tubos de 2ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	ARP170-G-104
Con racks para tubos de 5ml indicador T ³ /Nivel y Autollenado	ARP170-G-204
Con racks para pajuelas indicador T ³ /Nivel y Autollenado	ARP170-G-304

	Código
ARPEGE 55 líquido	
Con racks para tubos de 2ml	113408
Con racks para tubos de 5ml	113422
Con racks para pajuelas	113436
Con racks para tubos de 2ml indicador T ³ /Nivel, Autollenado y Desgasif.	113418
Con racks para tubos de 5ml indicador T ³ /Nivel, Autollenado y Desgasif.	113432
Con racks para pajuelas indicador T ³ /Nivel, Autollenado y Desgasif.	113446
ARPEGE 75 líquido	
Con racks para tubos de 2ml	113451
Con racks para tubos de 5ml	113465
Con racks para pajuelas	113479
Con racks para tubos de 2ml indicador T ³ /Nivel, Autollenado y Desgasif.	113461
Con racks para tubos de 5ml indicador T ³ /Nivel, Autollenado y Desgasif.	113475
Con racks para pajuelas indicador T ³ /Nivel, Autollenado y Desgasif.	113489



Creado en 1902, Air Liquide, líder mundial en gases industriales y medicinales y servicios asociados, está presente en más de 72 países y cuenta con 37000 colaboradores. Gracias a soluciones innovadoras basadas en las últimas tecnologías, Air Liquide contribuye a la fabricación de múltiples productos de nuestro día a día, así como a la mejora de la calidad de vida y al cuidado del medio ambiente.

Air Liquide Medicinal, S.L.U. - Paseo de la Castellana, 31 - 28046 Madrid - Tel.: 91 502 96 30 - Fax: 91 502 95 60