

Gama Laboratorio AGIL



Los pequeños
recipientes
de acero
inoxidable

Resistencia

Su construcción de acero inoxidable es extremadamente resistente.

Manipulación

El asa lateral facilita su manipulación y garantiza un uso del dewar con total seguridad.

Amplia gama de utilización

Es posible trabajar con líquidos fríos o calientes.



Bombas PC250 + DL3

Los AGIL son de acero inoxidable aislados en vacío. La gama posee 6 modelos con capacidades entre 0,5 litros a 6 litros y pueden equiparse con tapones (opcional).

Ligeros, resistentes y compactos, los AGIL son prácticos de utilizar gracias a su asa superior y lateral.

Características	AGIL 0,5	AGIL 1	AGIL 1/L	AGIL 2	AGIL 3	AGIL 6
Capacidad útil (l)	0,5	1	1	2	3	6
Diámetro interior (mm)	65	85	100	100	185	185
Diámetro exterior (mm)	87	107	122	122	200	200
Altura total (mm)	203	231	177	312	190	300
Peso vacío (Kg)	0,56	0,95	0,80	1,35	1,78	2,40
Evaporación diaria (l/d)* (a 20 °C sin tapón)	1	0,9	1,6	1,1	3,1	2,9
Autonomía estática (d)* (a 20 °C sin tapón)	12	26	15	43	23	49

(* La evaporación diaria y la autonomía estática se establece a 20 °C, 1013 mb, recipiente inmóvil, tapón cerrado y sin accesorios. Estos valores son nominales y pueden variar en función del historial del recipiente y sus tolerancias de fabricación.

Air Liquide se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las informaciones de este documento.



Sistema de extracción

	Código
Gama AGIL	
AGIL 0,5 con tapón	113542
AGIL 1 con tapón	113544
AGIL 1/L con tapón	113546
AGIL 2 con tapón	113548
AGIL 3 con tapón	113550
AGIL 6 con tapón	113552



Flexible 130



Creado en 1902, Air Liquide, líder mundial en gases industriales y medicinales y servicios asociados, está presente en más de 72 países y cuenta con 37000 colaboradores. Gracias a soluciones innovadoras basadas en las últimas tecnologías, Air Liquide contribuye a la fabricación de múltiples productos de nuestro día a día, así como a la mejora de la calidad de vida y al cuidado del medio ambiente.

Air Liquide Medicinal, S.L.U. - Paseo de la Castellana, 31 - 28046 Madrid - Tel.: 91 502 96 30 - Fax: 91 502 95 60