

Gama Laboratorio TR



Los
recipientes no
presurizados

Calidad de acabado

La pintura de poliuretano aporta al recipiente una calidad de acabado y longevidad importantes.

Soluciones de trasvase

En los recipientes pueden montarse distintos dispositivos de extracción. Su fijación mediante brida es rápida y segura.

Conformidad con la reglamentación

La Gama TR está en conformidad con la reglamentación internacional aplicable al transporte de materias peligrosas por vía terrestre (ADR), aérea (IATA-OACI) o ferroviaria (RID).



Asa para vertidos

Los TR son recipientes no presurizados destinados al almacenamiento y transporte de nitrógeno líquido.

Su construcción de aleación ligera con cuello de material composite permite unir un reducido consumo a robustez y ligereza.

Todos los TR disponen de un cuello de 50 mm de diámetro provistos de una brida, que facilita la adaptación de dispositivos de extracción.

Los TR pueden estar provistos de un conjunto de accesorios que hacen el trabajo más confortable y eficaz.

Características	TR7	TR11	TR21	TR26	TR35	TR60	TR100
Capacidad útil (l)	7,2	12,2	21,5	26	33,6	60	99
Diámetro del cuello (mm)	50	50	50	50	50	50	50
Peso vacío (kg)	6	7,5	11	13,5	15,8	21,5	29,5
Peso lleno (kg)	11,8	17,3	28,3	34,6	43	70	110
Diámetro exterior (mm)	308	308	388	388	468	468	510
Altura total (mm)	480	584	605	669	655	869	986
Evaporación diaria (l/d)*	0,2	0,18	0,18	0,2	0,24	0,4	0,55
Autonomía estática (d)*	36	67	119	130	140	150	180
Altura interior total (mm)	405	530	535	612	580	800	933

(*) La evaporación diaria y la autonomía estática se establece a 20 °C, 1013 mb, recipiente inmóvil, tapón cerrado y sin accesorios. Estos valores son nominales y pueden variar en función del historial del recipiente y sus tolerancias de fabricación.

Air Liquide se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las informaciones de este documento.



Carro basculante

Gama TR	Código
TR 7	113524
TR 11	113525
TR 21	113526
TR 26	113527
TR35	113528
TR60	113529
TR100	113530

Accesorios TR	Código
Carro basculante TR21 y TR26	117042
Carro basculante TR35	117043
Empuñadura trasvase manual TR21 y TR26	117041
Empuñadura trasvase manual TR7 y TR11	117040
Bases con ruedas para TR	
Base con ruedas para TR21 y TR26	116173
Base con ruedas para TR35	116174
Base con ruedas para TR100	116172



Creado en 1902, Air Liquide, líder mundial en gases industriales y medicinales y servicios asociados, está presente en más de 72 países y cuenta con 37000 colaboradores. Gracias a soluciones innovadoras basadas en las últimas tecnologías, Air Liquide contribuye a la fabricación de múltiples productos de nuestro día a día, así como a la mejora de la calidad de vida y al cuidado del medio ambiente.

Air Liquide Medicinal, S.L.U. - Paseo de la Castellana, 31 - 28046 Madrid - Tel.: 91 502 96 30 - Fax: 91 502 95 60