

# Gama RCB / Accesorios




Gran volumen de almacenamiento, reducido consumo de nitrógeno

Los RCB se benefician de las posibilidades de equipamiento desarrolladas por Air Liquide. Cualquiera que sea el tipo de equipamiento de sus muestras, la cantidad a conservar o el tipo de conservación (fase líquida o fase gaseosa), existe una solución RCB a su medida.

- Todos los RCB están equipados de serie con un plato giratorio\* que permite colocar fácilmente en algunos segundos la zona de trabajo enfrente del cuello del recipiente.
- El confort de utilización de los RCB puede mejorarse aún más gracias a los tapones de apertura asistida: su manipulación se realiza sin esfuerzo.
- Para el almacenamiento en fase gaseosa, una plataforma colocada en el fondo del recipiente evita cualquier contacto entre el equipamiento interior y el nitrógeno líquido.
- Los RCB están todos provistos de ruedas y asas que facilitan su manejo.

\* Excepto RCB 350




Almacenamiento de bolsas

### Almacenamiento de bolsas

Las bolsas están colocadas en las columnas de niveles. El número de columnas, de niveles y de muestras por nivel depende del tipo de bolsa para optimizar el equipamiento. Las bolsas pueden colocarse en estuches individuales de protección o guardarse directamente en columnas.

	Código
<b>Bolsas de 25 ml</b>	
Set completo de Racks RCB 500	116808
Set completo de Racks RCB 600	116809
Set completo de Racks RCB 1001 Liq	116811
Set completo de Racks RCB 1001 Gas	116812
<b>Bolsas de 50 ml</b>	
Set completo de Racks RCB 500/600	116780
Set completo de Racks RCB 1001	116787
<b>Bolsas de Baxter 50</b>	
Set completo de Racks RCB 500/600	116779
Set completo de Racks RCB 1001	116787
Cassettes de aluminio-plástico	116296
<b>Bolsas de DF200</b>	
Set completo de Racks RCB 500/600	116776
Set completo de Racks RCB 1001	116783
Cassettes de aluminio-plástico	116297

	Código
<b>Bolsas de Baxter 500</b>	
Set completo de Racks RCB 500/600	116781
Set completo de Racks RCB 1001	116788
Cassettes de aluminio-plástico	116295
<b>Bolsas de DF700</b>	
Set completo de Racks RCB 500/600	116777
Set completo de Racks RCB 1001	116784
Cassettes de aluminio-plástico	116300
<b>Bolsas de Baxter 750</b>	
Set completo de Racks RCB 500/600	116782
Set completo de Racks RCB 1001	116789
<b>Bolsas de DF1000</b>	
Set completo de Racks RCB 500/600	116778
Set completo de Racks RCB 1001	116785



Almacenamiento de criotubos


### Almacenamiento de criotubos

Existen dos soluciones de ordenación:

- La ordenación en cajas crioplásticas. Es el sistema más extendido. Las cajas se colocan en columnas metálicas. El bloqueo individual de las cajas en la columna evita el riesgo de caída (sistema patentado por Air Liquide).
- La ordenación en canastillas en regletas portatubos.

	Código
<b>Criotubos de 1,2 / 2 ml</b>	
Set completo de Racks RCB 500	116790
Set completo de Racks RCB 600	116792
Set completo de Racks RCB 1001	116794
<b>Criotubos de 5 ml</b>	
Set completo de Racks RCB 500	116791
Set completo de Racks RCB 600	116793
Set completo de Racks RCB 1001	116795
<b>Para todos los RCB</b>	
Caja tubos de 100	116290
Caja tubos de 25	116291
Caja tubos de 81	116292

	Código
<b>Para todos los RCB</b>	
Lote 100 tubos de 1,2 ml blanco	116274
Lote 100 tubos de 1,2 ml rojo	116275
Lote 100 tubos de 1,2 ml azul	116276
Lote 100 tubos de 1,2 ml verde	116277
Lote 100 tubos de 1,2 ml amarillo	116278
Lote 100 tubos de 2 ml blanco	116279
Lote 100 tubos de 2 ml rojo	116280
Lote 100 tubos de 2 ml azul	116281
Lote 100 tubos de 2 ml verde	116282
Lote 100 tubos de 2 ml amarillo	116283
Lote 100 tubos de 5 ml blanco	116284
Lote 100 tubos de 5 ml rojo	116285
Lote 100 tubos de 5 ml azul	116286
Lote 100 tubos de 5 ml verde	116287
Lote 100 tubos de 5 ml amarillo	116288



Almacenamiento de pajuelas

### Almacenamiento de pajuelas

Existen dos posibilidades de acondicionamiento:

- La ordenación en canastillas. Las pajuelas están colocadas en los visotubos y, posteriormente, en criotubos que se apilan en canastillas.
- La ordenación en columnas de cajones. Las pajuelas se colocan en tubos colocados en cajones. Este sistema exclusivo de Air Liquide evita las manipulaciones fastidiosas de criotubos y descarta el riesgo de flotación de las pajuelas.

	Código
<b>Pajuelas</b>	
Set completo Canastillas s/visotubos RCB 500	116668
Set completo Canastillas s/visotubos RCB 600	116669
Set completo Racks para RCB 500/600	116821
Set completo Canastillas s/visotubos RCB 1001	116670
Set completo Racks para RCB 1001	116822

	Código
<b>Para todos los RCB</b>	
Lote 100 visotubos poligonal	116269
Lote 100 visotubos hexagonal	116270
Lote 100 visotubos 10 mm diámetro	116271
Lote 100 visotubos 12 mm diámetro	116272
Lote 100 visotubos con tapón	116273

