

Gama VOYAGEUR



Para
transportar
sus muestras
con toda
seguridad

Seguridad

Con el nitrógeno líquido absorbido, el riesgo de salpicaduras durante el transporte queda totalmente excluido.

Las muestras se conservan en fase gaseosa.

Ordenación eficaz

Las 2 canastillas permiten una mejor ordenación de los productos (VOYAGEUR 2/5/12).

Reducido consumo

El consumo de nitrógeno extremadamente reducido garantiza una mayor economía.

Conformidad con la reglamentación

Los VOYAGEUR están en conformidad con la reglamentación internacional aplicable al transporte de materias peligrosas por vía terrestre (ADR), aérea (IATA-OACI) o ferroviaria (RID).



Sobreembalaje de protección



VOYAGEUR PLUS con Thermory

Los VOYAGEUR están diseñados especialmente para el transporte de productos biológicos. Una materia porosa absorbe el nitrógeno y garantiza la conservación de las muestras en fase gaseosa. El transporte se realiza con total seguridad puesto que el riesgo de salpicadura de líquido en caso de vuelco queda suprimido.

Características	VOYAGEUR 2	VOYAGEUR 5	VOYAGEUR 12	VOYAGEUR PLUS
Capacidad útil (l)	1,75	6,5	15	20,6
Capacidad absorbida (l)	1,35	4,8	10,5	7,2
Diámetro del cuello (mm)	30	50	80	215
Peso vacío (kg)	2,4	7,5	11,6	14,2
Peso lleno (kg)	3,5	11,3	20	20
Diámetro exterior (mm)	174	248	308	356
Altura total (mm)	395	550	570	575
Evaporación diaria (l/d)*	0,1	0,13	0,24	0,8
Autonomía estática (d)*	13	37	44	9,5
Autonomía dinámica (j)**	8	23	28	6
Número de canastillas	2	2	2	-
Diámetro de las canastillas (mm)	26	41	71	-
Altura de las canastillas (mm)	120	280	280	-
Número de niveles de criotubos	1	2	2	-
Capacidad total pajuelas 0,25ml	220	1040	3280	-
Capacidad total pajuelas 0,5ml	100	400	1320	-
Capacidad total tubos 2ml	-	84	252	500
Capacidad total tubos 5ml	-	(en regletas) 42	(en regletas) 126	(cajas de 100 tubos) 162
Capacidad total bolsas DF 700	-	-	-	6
Otras bolsas	-	-	-	Consultarnos

Los VOYAGEUR 2, 5, 12 se suministran con sus canastillas

(*) La evaporación diaria y la autonomía estática se establece a 20 °C, 1013 mb, recipiente inmóvil, tapón cerrado y sin accesorios. Estos valores son nominales y pueden variar en función del historial del recipiente y sus tolerancias de fabricación.

(**) La autonomía dinámica es un dato indicativo y arbitrario en condiciones de utilización generalmente constatadas.

Air Liquide se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las informaciones de este documento.

	Código	Nombre del producto
Gama VOYAGEUR		
VOYAGEUR 2-1	113531	VOYAGEUR 2 + (2 canastillas)
VOYAGEUR 5-1	113532	VOYAGEUR 5 + (2 canastillas - Thermory Móvil)
VOYAGEUR 5-2	113533	VOYAGEUR 5 + (2 canastillas)
VOYAGEUR 12-1	113534	VOYAGEUR 12 + (2 canastillas - Thermory Móvil)
VOYAGEUR 12-2	113535	VOYAGEUR 12 + (2 canastillas)
VOYAGEUR 20-1	113536	VOYAGEUR PLUS NU + (Thermory Móvil)
VOYAGEUR 20-2	113537	VOYAGEUR PLUS NU
PSX1000-1	113538	PSX1000 (reservorio + saco transporte)



Creado en 1902, Air Liquide, líder mundial en gases industriales y medicinales y servicios asociados, está presente en más de 72 países y cuenta con 37000 colaboradores. Gracias a soluciones innovadoras basadas en las últimas tecnologías, Air Liquide contribuye a la fabricación de múltiples productos de nuestro día a día, así como a la mejora de la calidad de vida y al cuidado del medio ambiente.

Air Liquide Medicinal, S.L.U. - Paseo de la Castellana, 31 - 28046 Madrid - Tel.: 91 502 96 30 - Fax: 91 502 95 60